



OECD TOHUM SERTİFİKASYON SİSTEMİ VE ISTA KURALLARINA GÖRE NUMUNE ALMA EĞİTİMİ

NEM ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA



Ziraat Mühendisi : Ahmet Gökay DEMİR
ahmetgokay.demir@tarimorman.gov.tr



- Nem amaçlı numune alımlarında, sertifikasyon amaçlı numune alımlarındaki prensiplere göre ilk numuneler alınır.
- Paçal numuneyi önce karıştırın. Sonra, farklı konumlardan en az üç numune alarak, istenen boyuttaki nem alt numunesini oluşturmak amacıyla karıştırın.
- Nem alt numunesi, nem içeriğinde değişiklikleri önlemek için mümkün olan en kısa zamanda alınmalıdır.

- Numune alıcılar nem tayini için gönderilecek numuneleri ; Yeniden mühürlenebilen plastik torbalarla, ısı ile mühürlenebilir folyo yada polietilen torbalar ve hava sızdırmaz kapalı cam yada polietilen şişelerle yollar.
- Alınan nem numuneleri validasyonu yapılmış kaplara ağızlarına kadar doldurularak test laboratuvarına gönderilir.
- Nem tayini için alınan numune kabı kapatılmadan içerisindeki hava dışarıya çıkarılır.





Temsili numunelerin minimum boyutları şu şekildedir:

- Nem tespiti için, öğütülmesi gereken türler için 100 g (bkz İstata rules Tablo 9A) ve tüm diğer türler için 50 g olmalıdır.
- Numune gönderim protokolü doldurularak, numune laboratuvara gönderilir.



Teşekkürler...